

LM

feel the
difference

LM ErgoMix sortiment

DuraGradeMAX - superstål

Mikrosickel LM 301-302 EM



Mini Syntette LM 215-216M EM



Mini Gracey 1/2 LM 201-202M EM



Mini Gracey 11/12 LM 211-212M EM



Mini Gracey 13/14 LM 213-214M EM



Titan för implantat

NYHET!

En ny fantastisk instrumentserie för implantatunderhåll. Spetsarna rengör effektivt utan att skada infästningarna. ErgoMix-strukturen garanterar en utmärkt beröringskänslighet och en optimal böjstyvhet.

Universalkyrett för implantat LM 283-284MTi EM



Implantat Mini Gracey 1/2 LM 201-202MTi EM



Implantat Mini Gracey 11/12 LM 211-212MTi EM



Implantat Mini Gracey 13/14 LM 213-214MTi EM



LM ErgoMix -reservdelar

Reservskaft	
ErgoMix-skaft grått	LM 9010 EM
ErgoMix-skaft mörkgrått	LM 9011 EM
Reservlåsgrepp, 2 st.	
Orange	LM 9020 EM
Ljusblå	LM 9021 EM
Grå	LM 9022 EM
Gul	LM 9023 EM
Mörkgrå	LM 9024 EM
Röd	LM 9025 EM

Reservspetsar LM-DuraGradeMAX	
Mikrosickel L	LM 301 EM
Mikrosickel R	LM 302 EM
Mini Syntette L	LM 215M EM
Mini Syntette R	LM 216M EM
Mini Gracey 1	LM 201M EM
Mini Gracey 2	LM 202M EM
Mini Gracey 11	LM 211M EM
Mini Gracey 12	LM 212M EM
Mini Gracey 13	LM 213M EM
Mini Gracey 14	LM 214M EM

Reservspetsar i titan	
Universalkyrett för implantat L	LM 283MTi EM
Universalkyrett för implantat R	LM 284MTi EM
Implantat Mini Gracey 1	LM 201MTi EM
Implantat Mini Gracey 2	LM 202MTi EM
Implantat Mini Gracey 11	LM 211MTi EM
Implantat Mini Gracey 12	LM 212MTi EM
Implantat Mini Gracey 13	LM 213MTi EM
Implantat Mini Gracey 14	LM 214MTi EM

LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrby strandväg 8)
FI-21601 Pargas
Tel. +358 2 4546 400
Fax +358 2 4546 444
info@lminstruments.com
www.lminstruments.com

Kontakta din lokala återförsäljare!

0510/sv

LM

feel the
difference

LM ErgoMix



Behåll skärpan och tänk på miljön
med utbytbara spetsar

Erkänd ergonomi från LM

Ta den gröna vägen mot skärpan

Den nya handinstrumentserien LM-ErgoMix erbjuder tandvårdsteamet ett särskilt ekonomiskt, ekologiskt och ergonomiskt alternativ. Du kan glömma vässningen men ändå alltid arbeta med den bästa skäregegen. Så fort du känner behov av att byta spets öppnar du bara låsgreppet, sätter i en ny spets och stänger låsgreppet. Inga extra verktyg behövs! LM-DuraGradeMAX i speciallegerat superstål garanterar en skärpa som håller länge.



Låsgrepp – förseglad och säker konstruktion

Använd LM-ErgoMix på vanligt sätt, rengör och sterilisera det som alla andra instrument. Den förseglade konstruktionen garanterar en mycket hög hygiennivå.



Det finns många fördelar med spetsbyte:



- alltid vassa instrument
- sparar tid när du slipper vässning
- minimerar avfallet
- möjliggör skräddarsydda spetskombinationer