

LM DarkDiamond™

LM

feel the
difference

Angenehmes und präzises Modellieren von Kompositen





Diamantartiges Tastgefühl und Präzision

Die restaurativen LM-ErgoSense Instrumente mit haftabweisender LM Dark Diamond-Beschichtung eignen sich ideal zum Platzieren und Konturieren von Kompositen. Die diamantartige Beschichtung vermeidet ein Anhaften des Komposits und ermöglicht ein angenehmes und präzises Instrumentieren.

- Exklusive diamantartige Beschichtung für abhässives Auftragen und Modellieren des Komposits
- Harte und glatte Oberfläche: kratzunempfindlich und einfach zu reinigen
- Dunkle Beschichtung für maximalen Kontrast zur Füllung und minimale Reflexionen
- LM-ErgoSense®-Griff für ausgezeichnete Präzision und Tastgefühl



Scannen Sie den QR-Code!

Auswahl für maximale Präzision



Brunierer

LMErgoSense®

LM 31-32DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Legen und Modellieren von Kompositen



Brunierer-Stopfer,

LMErgoSense®

kugelförmig 1,5–2,5 mm LM 471-473DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Legen und Modellieren von Kompositen



Modellierer MH

LMErgoSense®

LM 708-709DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Legen großer approximaler Füllungen
- Zylinderförmiges Arbeitsende bleibt bei der Lichthärtung nicht stecken



Modellierer MH Mini

LMErgoSense®

LM 707-708DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Legen kleiner und mittelgroßer approximaler Füllungen
- Zylinderförmiges Arbeitsende bleibt bei der Lichthärtung nicht stecken



Stopfer-Modellierer IO

LMErgoSense®

LM 482-483DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Legen und Modellieren von Kompositen
- Die konischen Arbeitsenden eignen sich optimal zum Formen der Okklusalfächen.



Kunststoffinstrument, anterior

LMErgoSense®

LM 43-47DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Platzieren, Legen und Konturieren von Kompositen



Kunststoffinstrument, posterior

LMErgoSense®

LM 48-702DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Platzieren, Legen und Konturieren von Kompositen



Mini-Spatel

LMErgoSense®

LM 444-445DD ES

- LM Dark Diamond™-Beschichtung
- Zum Platzieren und Konturieren von Kompositen

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

