

LM DarkDiamond™

LM

feel the
difference



Miellyttävän tarkkaan muovien muotoiluun



Timanttinen tuntuma ja tarkkuus

LM Dark Diamond™ -erikoispinnoitetut paikkausinstrumentit sopivat erinomaisesti yhdistelmämuovin ventiin ja muotoiluun. Timantinkaltainen pinnoite ei tartu paikka-aineeseen, mikä mahdollistaa miellyttävän ja tarkan instrumentoinnin.

- Tarttumaton timantinkaltainen erikoispinnoite paikka-aineen ventiin ja muotoiluun
- Erittäin kova ja sileä pinta ehkäisee naarmuuntumista ja helpottaa puhdistusta
- Tumma väripinta luo erinomaisen kontrastin paikka-aineeseen ja vähentää heijastuksia
- Ergonominen LM-ErgoSense® instrumenttikahva takaa erinomaisen instrumentointituntuman



Katso lisätietoja
skannaamalla
QR-koodit!

Instrumenttivalikoima



Punssaaja

LM ErgoSense®

LM 31-32DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen ja muotoiluun



Punssaaja-pallotäppäin 1.5-2.5 mm

LM ErgoSense®

LM 471-473DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen ja muotoiluun



Muotoilija MH

LMErgoSense®

LM 708-709DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen suurissa approksimaalikaviteeteissa
- Lieriön muotoinen kärki ei jää kiinni paikka-aineeseen valokovetuksen aikana



Muotoilija MH Mini

LMErgoSense®

LM 707-708DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen pienissä ja keskisuurissa approksimaalikaviteeteissa
- Lieriön muotoinen kärki ei jää kiinni paikka-aineeseen valokovetuksen aikana



Pakkaaja-Muotoilija IO

LMErgoSense®

LM 482-483DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen ja muotoiluun
- Kartion muotoiset kärjet sopivat okklusaalipintojen muotoiluun



Etuhammas-instrumentti

LMErgoSense®

LM 43-47DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen viemiseen, tiivistämiseen ja muotoiluun



Takahammas-instrumentti

LMErgoSense®

LM 48-702DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen viemiseen, tiivistämiseen ja muotoiluun



Minilaastain

LMErgoSense®

LM 444-445DD ES

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen viemiseen ja muotoiluun

LM Dental™



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

