

LM DarkDiamond™

LM

feel the
difference



Modellazione pratica e precisa
del composito



Precisi e resistenti come il diamante

Gli strumenti per conservativa LM Dark Diamond™ con rivestimento antiaderente sono ideali per il posizionamento e il modellamento delle resine composite. Il rivestimento DLC (Diamond-like Coating), di durezza simile al diamante, riduce l'aderenza con il composito rendendo l'utilizzo della strumentazione più piacevole e preciso.

- Esclusivo rivestimento DLC - Estrema antiaderenza per posare e modellare il composito
- Superficie dura - Resistente ai graffi
- Superficie liscia - Facile da pulire
- Rivestimento di colore scuro - Massimo contrasto con il materiale di otturazione e minimo riflesso
- Impugnatura ergonomica LM-ErgoSense® - Precisione e sensibilità tattile assolute



Scopri di più scansionando il codice QR!

Gamma di strumenti:



Brunitore

LMErgoSense®
LM 31-32DD ES

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare e modellare il composito



Brunitore-Otturatore
con estremità a sfera,
1,5-2,5 mm

LMErgoSense®
LM 471-473DD ES

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare e modellare il composito



Modellatore MH

LMErgoSense®

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare ampie otturazioni prossimali
- Estremità di lavoro cilindriche che non aderiscono al composito durante la polimerizzazione

LM 708-709DD ES



Modellatore MH Mini

LMErgoSense®

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare otturazioni prossimali piccole e medie
- Estremità di lavoro cilindriche che non aderiscono al composito durante la polimerizzazione

LM 707-708DD ES



Otturatore-Modellatore IO

LMErgoSense®

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare e modellare il composito
- Estremità di lavoro coniche ottimali per modellare le superfici occlusali

LM 482-483DD ES



Strumento plastico, anteriore

LMErgoSense®

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per posare, compattare e rifinire il composito

LM 43-47DD ES



Strumento plastico, posteriore

LMErgoSense®

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per posare, compattare e rifinire il composito

LM 48-702DD ES



Mini Spatola

LMErgoSense®

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per posare e rifinire il composito

LM 444-445DD ES

Gli strumenti con rivestimento LM Dark Diamond™ possono essere puliti e sterilizzati come qualsiasi altro strumento LM™.

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlandia

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

