

LM DarkDiamond™

LM

feel the
difference



BEHAGLIG OCH EXAKT
SKULPTERING AV KOMPOSIT



Diamantlik känsla och precision

LM-ErgoSense® restaurationsinstrument med non-stick LM Dark Diamond™-beläggning passar utmärkt för placering och modellering av komposit. Den diamantlika beläggningen minimerar vidhäftning och bidrar till en behaglig och exakt restoration.

- Exklusiv diamantlik beläggning för "non-stick" placering och skulptering av komposit
- Hård yta - ej känslig för repor
- Jämn yta - lätt att rengöra
- Mörk ytbeläggning för maximal kontrast mot fyllning och minimerar reflektioner
- LM-ErgoSense®-handtag för utmärkt precision och känsla



Instrumenturval



Punsare

LMErgoSense®

LM 31-32DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- För packning och modellering av komposit



Punsare-Kulstoppare 1,5–2,5 mm

LMErgoSense®

LM 471-473DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- För modellering av komposit



Modeller MH

LMErgoSense®

LM 708-709DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- För packning av stora approximala fyllningar
- Cylinderformade arbetsändar som inte fastnar i kompositen vid ljushärdning



Modeller MH Mini

LMErgoSense®

LM 707-708DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- För packning av små och medelstora approximala fyllningar
- Cylinderformade arbetsändar som inte fastnar i kompositen vid ljushärdning



Packare-Modellerare IO

LMErgoSense®

LM 482-483DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- Koniska arbetsändar, optimala för att forma ocklusalytor



Plastinstrument, anterior

LMErgoSense®

LM 43-47DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- För placering, packning och modellering av komposit



Plastinstrument, posterior

LMErgoSense®

LM 48-702DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- För placering, packning och modellering av komposit



Plastinstrument, mini

LMErgoSense®

LM 444-445DD ES

- Non-stick LM Dark Diamond™-beläggning
- För placering och modellering av komposit

LM Dark Diamond™-instrumenten kan rengöras och steriliseras på samma sätt som alla andra LM™ instrument.

LMDental™



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

