

AUSTAUSCHBARE SPITZEN

LM-ErgoMix

Die Handinstrumentserie LM-ErgoMix bietet dem zahnärztlichen Team eine besonders wirtschaftliche, umweltverträgliche und ergonomische Alternative. Wann immer Sie denken, dass die Spitze ersetzt werden muss, einfach die Lock-Grip-Silikonfixierung öffnen, eine neue Spitze einlegen und die Fixierung wieder schließen. Es wird kein extra Werkzeug benötigt!

Den LM-ErgoMix wie gewohnt benutzen, ihn wie jedes andere Instrument reinigen und sterilisieren. Die dichtschließende Konstruktion garantiert ein hohes Maß an Hygiene.

Das Auswechseln der Spitze bietet viele Vorteile:

- Immer scharfe Instrumente
- Kein zeitaufwendiges Schleifen nötig
- Minimiert den Abfall
- Ermöglicht individuelle Kombinationen der Spitzen



TITANSPITZEN FÜR IMPLANTATE

Eine großartige Instrumentenserie für die Implantaterhaltung. Die ErgoMix-Struktur stellt eine exzellente taktile Sensitivität und optimale Stabilität sicher.



Mini-Universalkürette für Implantate

LMErgoMix LM 283-284MTI EM

- Zierliches Arbeitsteil
- Besonders für enge Interdentalräume



Mini-Gracey 1/2 für Implantate

LMErgoMix LM 201-202MTI EM

- Für Schneidezähne und Prämolaren



Mini-Gracey 11/12 für Implantate

LMErgoMix LM 211-212MTI EM

- Für mesiale Flächen von Prämolaren und Molaren



Mini-Gracey 13/14 für Implantate

LMErgoMix LM 213-214MTI EM

- Für distale Flächen von Prämolaren und Molaren

LM-ERGOMIX ERSATZTEILE

Ersatzgriffe	
LM-ErgoMix Griff dunkelgrau	LM 9011 EM
Ersatz-Lock-Grips	
Orange	LM 9020 EM
Hellblau	LM 9021 EM
Grau	LM 9022 EM
Gelb	LM 9023 EM
Dunkelgrau	LM 9024 EM
Rot	LM 9025 EM
Ersatzspitzen Titan	
Mini-Universalkürette für Implantate L	LM 283MTI EM
Mini-Universalkürette für Implantate R	LM 284MTI EM
Mini-Gracey 1 für Implantate	LM 201MTI EM
Mini-Gracey 2 für Implantate	LM 202MTI EM
Mini-Gracey 11 für Implantate	LM 211MTI EM
Mini-Gracey 12 für Implantate	LM 212MTI EM
Mini-Gracey 13 für Implantate	LM 213MTI EM
Mini-Gracey 14 für Implantate	LM 214MTI EM