

## IMPLANTTI-INSTRUMENTIT

### LM-ErgoMix

LM-ErgoMix -käsi-instrumenttisarja tarjoaa hammashoitoon erityisen taloudellisen, ekologisen ja ergonomisen vaihtoehdon. Kun instrumentin kärki kaipaa vaihtoa, voit helposti ja nopeasti vaihtaa sen uuteen: lukitusosa kierretään auki, uusi kärki asetetaan paikalleen ja varsi kierretään kiinni. Erillisiä työkaluja ei tarvita.

LM-ErgoMax -instrumentteja käytetään tavallisten käsi-instrumenttien tapaan. Ne myös puhdistetaan ja steriloidaan samalla tavalla kuin muut instrumentit. Tiivis rakenne takaa korkean hygieniatason.

#### Vaihtokärki-instrumentin edut:

- käytössä aina terävät instrumentit
- säästää aikaa teroittamiselta
- vähentää jätteen määrää
- mahdollistaa yksilöidyt kärkivaihtoehdot



## TITAANIKÄRJET IMPLANTEILLE

Loistava instrumenttisarja implanteille. ErgoMix-rakenne takaa erinomaisen tuntoherkkyyden ja optimaalisen jäykkyyden.



Hellävaraiset titaanikärjet puhdistavat tehokkaasti vahingoittamatta implanttien pintaa.

### Minileiskyretti implanteille

LMErgoMix LM 283-284MTi EM

- siro työosa
- erityisesti ahtaisiin hammasväleihin



### Mini Gracey 1/2 implanteille

LMErgoMix LM 201-202MTi EM

- inkisiiville ja premolaareille



### Mini Gracey 11/12 implanteille

LMErgoMix LM 211-212MTi EM

- premolaarien ja molaarien mesiaalipinnoille



### Mini Gracey 13/14 implanteille

LMErgoMix LM 213-214MTi EM

- premolaarien ja molaarien distaalipinnoille

## LM-ERGOMIX -VAIHTO-OSAT

Kahvat	
ErgoMix-kahva, tumman harmaa	LM 9011 EM
Lukitusosat	
Oranssi	LM 9020 EM
Vaaleansininen	LM 9021 EM
Harmaa	LM 9022 EM
Keltainen	LM 9023 EM
Tummanharmaa	LM 9024 EM
Punainen	LM 9025 EM
Titaanikärjet	
Minileiskyretti V implanteille	LM 283MTi EM
Minileiskyretti O implanteille	LM 284MTi EM
Mini Gracey 1 implanteille	LM 201MTi EM
Mini Gracey 2 implanteille	LM 202MTi EM
Mini Gracey 11 implanteille	LM 211MTi EM
Mini Gracey 12 implanteille	LM 212MTi EM
Mini Gracey 13 implanteille	LM 213MTi EM
Mini Gracey 14 implanteille	LM 214MTi EM