

INSERTS INTERCHANGEABLES

LM-ErgoMix

La série des instruments à main LM-ErgoMix offre à l'équipe dentaire une alternative particulièrement économique, écologique et ergonomique. Chaque fois que l'insert doit être remplacé, il suffit d'ouvrir le lock grip, de placer un nouvel insert puis de refermer le lock grip. Aucun outil n'est nécessaire.

Utilisez les instruments LM-ErgoMix comme d'habitude. Nettoyez-les et stérilisez-les comme tout autre instrument. Leur construction étanche garantit un niveau d'hygiène élevé.

Avantages de l'interchangeabilité :

- Des instruments toujours tranchants
- Un gain de temps par rapport à l'affûtage
- Une réduction des déchets
- La possibilité de personnaliser les combinaisons d'inserts



INSERTS EN TITANE POUR LES IMPLANTS

Une série d'instruments haut de gamme pour l'entretien des implants. La structure ErgoMix assure une excellente sensibilité tactile et une rigidité optimale.

PRODUIT FAVORI



Les inserts sont fabriqués dans un titane aussi doux qu'efficace qui n'endommage pas les voûtes des implants.

Curette Universelle Mini pour implants

LM^{ErgoMix} LM 283-284MTI EM

- Partie active fine
- Spécialement conçues pour les espaces interdentaires étroits.



Mini Gracey 1/2 pour implants

LM^{ErgoMix} LM 201-202MTI EM

- Pour les incisives et les prémolaires



Mini Gracey 11/12 pour implants

LM^{ErgoMix} LM 211-212MTI EM

- Pour les surfaces mésiales des prémolaires et des molaires



Mini Gracey 13/14 pour implants

LM^{ErgoMix} LM 213-214MTI EM

- Pour les surfaces distales des prémolaires et des molaires

PIÈCES DE RECHANGE LM-ERGOMIX

Manches de rechange	
Manche ErgoMix gris foncé	LM 9011 EM
Lock grips de rechange	
Orange	LM 9020 EM
Bleu clair	LM 9021 EM
Gris	LM 9022 EM
Jaune	LM 9023 EM
Gris foncé	LM 9024 EM
Rouge	LM 9025 EM
Inserts de rechange en titane	
Curette Universelle Mini pour implants gauche	LM 283MTI EM
Curette Universelle Mini pour implants droite	LM 284MTI EM
Mini Gracey 1 pour implants	LM 201MTI EM
Mini Gracey 2 pour implants	LM 202MTI EM
Mini Gracey 11 pour implants	LM 211MTI EM
Mini Gracey 12 pour implants	LM 212MTI EM
Mini Gracey 13 pour implants	LM 213MTI EM
Mini Gracey 14 pour implants	LM 214MTI EM