

PUNTE INTERCAMBIABILI

LM-ErgoMix

La nuova serie di strumenti manuali LM-ErgoMix offre un'alternativa particolarmente economica, ecologica e ergonomica. Ogni volta che si avverte la necessità di sostituire la punta, basta aprire l'impugnatura di blocco, inserire una nuova punta e richiudere. Non sono necessari attrezzi particolari!

Utilizzare gli strumenti LM-ErgoMix in modo normale, pulire e sterilizzare come qualsiasi altro strumento. La tenuta della giuntura impugnatura/acciaio garantisce un alto livello di igiene.

Vantaggi della sostituzione delle punte:

- Strumenti sempre affilati
- Risparmio di tempo per l'affilatura
- Riduzione degli sprechi
- Combinazioni personalizzate di punte.



In attesa di brevetto

PUNTE IN TITANIO PER IMPIANTI

Un'efficace gamma di strumenti per la manutenzione degli impianti. La struttura LM-ErgoMix garantisce un'eccellente sensibilità tattile e la rigidità ottimale.

PRODOTTO PREFERITO!



Le punte sono realizzate in titanio, sensibile ma efficace, per non danneggiare l'impianto.



Implant Mini Curette Universale

LMErgoMix

LM 283-284MTi EM

- Punta di lavoro delicata
- Ideale per gli spazi interdentali stretti



Implant Mini Gracey 1/2

LMErgoMix

LM 201-202MTi EM

- Incisivi e premolari



Implant Mini Gracey 11/12

LMErgoMix

LM 211-212MTi EM

- Superfici mesiali di premolari e molari



Implant Mini Gracey 13/14

LMErgoMix

LM 213-214MTi EM

- Superfici distali di premolari e molari

PEZZI DI RICAMBIO LM-ERGOMIX

Manici di ricambio

Manico ErgoMix grigio scuro LM 9011 EM

Impugnature blocco di ricambio

Arancione LM 9020 EM

Azzurro LM 9021 EM

Grigio LM 9022 EM

Giallo LM 9023 EM

Grigio LM 9024 EM

Rosso LM 9025 EM

Punte di ricambio in titanio

Implant Mini Curette Universale L LM 283MTi EM

Implant Mini Curette Universale R LM 284MTi EM

Implant Mini Gracey 1 LM 201MTi EM

Implant Mini Gracey 2 LM 202MTi EM

Implant Mini Gracey 11 LM 211MTi EM

Implant Mini Gracey 12 LM 212MTi EM

Implant Mini Gracey 13 LM 213MTi EM

Implant Mini Gracey 14 LM 214MTi EM