

LMDarkDiamond™

ESCULPIDO DE COMPOSITE  
DELICADO Y PRECISO





LM

feel the  
difference

# Efecto y precisión de diamante

Los instrumentos para restauración dental LM ErgoSense® con revestimiento antiadherente LM Dark Diamond™ son ideales para la aplicación y el modelado de resinas de composite. El revestimiento de diamante reduce la adherencia para ofrecer un instrumental restaurador delicado y preciso.

LM

feel the  
difference

- Revestimiento de diamante exclusivo para la aplicación y el modelado antiadherente de resina de composite
- Superficie dura - No se raya
- Superficie lisa - Fácil de limpiar
- Recubrimiento de color oscuro – Máximo contraste frente a la resina de relleno y mínimos reflejos
- Mango LM-ErgoSense® - Precisión y percepción extraordinarias

Ver el vídeo:



# LM Dark Diamond™

## Gama de instrumentos

### Burnisher

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para el compactado y modelado de composite

LM ErgoSense®

LM 31-32DD ES



### Bruñidor-Obturador de bola 1,5-2,5 mm

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para el modelado de composite

LM ErgoSense®

LM 471-473DD ES



# LM Dark Diamond™

## Gama de instrumentos

### Modelador MH

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para compactar obturaciones proximales grandes
- El obturador cilíndrico no se pega al composite durante la fotopolimerización

LM ErgoSense®

LM 708-709DD ES




### Modelador MH Mini

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para compactar obturaciones proximales pequeñas y medianas
- El obturador cilíndrico no se pega al composite durante la fotopolimerización

LM ErgoSense®

LM 707-708DD ES



# LMDarkDiamond™

## Gama de Instrumentos

### Obturador-Modelador IO

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para el compactado y modelado de composite
- Puntas cónicas idóneas para conformar superficies oclusales

LMErgoSense®

LM 482-483DD ES



### Instrumento de plástico, Anterior

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para aplicación, compactado y modelado de composite

LMErgoSense®

LM 43-47DD ES



# LM Dark Diamond™

## Gama de instrumentos

Instrumento de plástico, posterior

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para aplicación, compactado y modelado de composite

**LM ErgoSense®**

LM 48-702DD ES



Miniespátula

- LM Dark Diamond™ revestimiento antiadherente
- Para aplicación y modelado de composite

**LM ErgoSense®**

LM 444-445DD ES



# LMDental™



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

[info@lm-dental.com](mailto:info@lm-dental.com) | [www.lm-dental.com](http://www.lm-dental.com)

