

**LM**DarkDiamond™

MIELLYTTÄVÄN TARKKAAN  
MUOVIEEN MUOTOILUUN



# Timanttinen tuntuma ja tarkkuus

LM Dark Diamond™ -erikoispinnoitetut paikkausinstrumentit sopivat erinomaisesti yhdistelmämuovin vientiin ja muotoiluun. Timantinkaltainen pinnoite ei tartu paikka-aineeseen, mikä mahdollistaa miellyttävän ja tarkan instrumentoinnin.



- Tarttumaton timantinkaltainen erikoispinnoite paikka-aineen vientiin ja muotoiluun
- Erittäin kova ja sileä pinta ehkäisee naarmuuntumista ja helpottaa puhdistusta
- Tumma väripinta luo erinomaisen kontrastin paikka-aineeseen ja vähentää heijastuksia
- Ergonominen LM-ErgoSense® instrumenttikahva takaa erinomaisen instrumentointituntuman

Katso video:



# LMDarkDiamond™

## Instrumenttivalikoima

### Punssaaja

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen ja muotoiluun

LMErgoSense®

LM 31-32DD ES



### Punssaaja-pallotäppäin 1.5-2.5 mm

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen ja muotoiluun

LMErgoSense®

LM 471-473DD ES



# LMDarkDiamond™


## Instrumenttivalikoima

### Muotoilija MH

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen suurissa approksimaalikaviteeteissa
- Lieriön muotoinen kärki ei jää kiinni paikka-aineeseen valokovetuksen aikana

LMErgoSense®

LM 708-709DD ES




### Muotoilija MH Mini

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen pienissä ja keskisuurissa approksimaalikaviteeteissa
- Lieriön muotoinen kärki ei jää kiinni paikka-aineeseen valokovetuksen aikana

LMErgoSense®

LM 707-708DD ES



# LMDarkDiamond™


## Instrumenttivalikoima

### Pakkaaja-Muotoilija IO

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen tiivistämiseen ja muotoiluun
- Kartion muotoiset kärjet sopivat okklusaalipintojen muotoiluun

LMErgoSense®

LM 482-483DD ES




### Etuhammas-Instrumentti

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen viemiseen, tiivistämiseen ja muotoiluun

LMErgoSense®

LM 43-47DD ES





# LMDarkDiamond™

## Instrumenttivalikoima

### Takahammas-Instrumentti

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen viemiseen, tiivistämiseen ja muotoiluun

LMErgoSense®

LM 48-702DD ES



### Minilaastain

- Tarttumaton LM Dark Diamond™ -pinnoite
- Paikka-aineen viemiseen ja muotoiluun

LMErgoSense®

LM 444-445DD ES



# LMDental™



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | [www.lm-dental.com](http://www.lm-dental.com)

