

LMDarkDiamond™

MODELLAZIONE
PRATICA E PRECISA
DEL MATERIALE COMPOSITO





LM

feel the
difference

Precisi e resistenti come il diamante

Gli strumenti per conservativa LM Dark Diamond™ con rivestimento antiaderente sono ideali per il posizionamento e il modellamento delle resine composite. Il rivestimento DLC (Diamond-like Coating), di durezza simile al diamante, riduce l'aderenza con il composito rendendo l'utilizzo della strumentazione più piacevole e preciso.

LM

feel the
difference

- Esclusivo rivestimento DLC - Estrema antiaderenza per posare e modellare il composito
- Superficie dura - Resistente ai graffi
- Superficie liscia - Facile da pulire
- Rivestimento di colore scuro - Massimo contrasto con il materiale di otturazione e minimo riflesso
- Impugnatura ergonomica LM-ErgoSense® - Precisione e sensibilità tattile assolute

Guarda il video:



LMfeel the
difference

LMDarkDiamond™

Gamma di strumenti

Brunitore

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare e modellare il composito

LMErgoSense®

LM 31-32DD ES



Brunitore-Otturatore con estremità a sfera, 1,5-2,5 mm

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare e modellare il composito

LMErgoSense®

LM 471-473DD ES



Gli strumenti con rivestimento LM Dark Diamond™ possono essere puliti e sterilizzati come qualsiasi altro strumento LM™

LM Dark Diamond™

Gamma di strumenti

Modellatore MH

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare ampie otturazioni prossimali
- Estremità di lavoro cilindriche che non aderiscono al composito durante la polimerizzazione

LM ErgoSense®

LM 708-709DD ES




Modellatore MH Mini

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare otturazioni prossimali piccole e medie
- Estremità di lavoro cilindriche che non aderiscono al composito durante la polimerizzazione

LM ErgoSense®

LM 707-708DD ES



LM Dark Diamond™

Gamma di strumenti

Otturatore-Modellatore IO

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per compattare e modellare il composito
- Estremità di lavoro coniche ottimali per modellare le superfici occlusali

LM ErgoSense®

LM 482-483DD ES




Strumento plastico, anteriore

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per posare, compattare e rifinire il composito

LM ErgoSense®

LM 43-47DD ES



LMfeel the
difference

LMDarkDiamond™

Gamma di strumenti

Strumento plastico, posterior

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per posare, compattare e rifinire il composito

LMErgoSense®

LM 48-702DD ES




Mini Spatola

- Rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™
- Per posare e rifinire il composito

LMErgoSense®

LM 444-445DD ES



Gli strumenti con rivestimento LM Dark Diamond™ possono essere puliti e sterilizzati come qualsiasi altro strumento LM™

LM Dental™



LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

